



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 мая 2021 года № РЗН 2015/3065

На медицинское изделие

Аппарат физиотерапевтический комбинированного воздействия
"АФК-Мед ТеКо" по ТУ 9444-026-56812193-2013

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Мед ТеКо" (ООО "Мед ТеКо"),
Россия, 141009, Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт,
д. 16, к. 2

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Мед ТеКо" (ООО "Мед ТеКо"),
Россия, 141009, Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт,
д. 16, к. 2

Место производства медицинского изделия

ООО "Мед ТеКо", Россия, 141009, Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи,
Олимпийский пр-кт, д. 16, к. 2

Номер регистрационного досье № РД-40844/19595 от 19.04.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 05 мая 2021 года № 3906
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0056844

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 мая 2021 года

№ РЗН 2015/3065

Лист 1

На медицинское изделие

Аппарат физиотерапевтический комбинированного воздействия "АФК-Мед ТеКо"
по ТУ 9444-026-56812193-2013:

Комплект поставки:

1. Электронный блок.
2. Электроды физиотерапевтические (ООО «Микон», г. Калуга, РУ № ФСР 2008/03039):
 - 2.1. С токопроводящей углеродной тканью, мм:
 - 40 x 50 (2 шт.);
 - 50 x 100 (2 шт.);
 - 90 x 140 (2 шт.);
 - 130 x 190 (2 шт.).
 - 2.2. Воротник по Щербаку 250 x 440 (1 шт.).
3. Электроды силиконовые электропроводящие, мм:
 - 25 x 30 (2 шт.);
 - 55 x 80 (2 шт.);
 - 100 x 120 (2 шт.).
4. Карманы вискозные, мм:
 - 70 x 75 (4 шт.);
 - 85 x 105 (4 шт.);
 - 95 x 130 (4 шт.).
5. Электрод для электродиагностики (1 шт.).
6. Маска для электросонтерапии (1 шт.).
7. Сменные излучатели:
 - 0,88/2,64 МГц (1 см²) (1 шт.);
 - 0,88/2,64 МГц (4 см²) (1 шт.).
8. Кронштейн УЗ-излучателя 1 см² (2 шт.).
9. Кронштейн УЗ-излучателя 4 см² (2 шт.).
10. Кронштейн дополнительного оборудования (2 шт.).
11. Распределительная коробка с кабелями пациента (2 комплекта).
12. Пульт (1 шт.).
13. Кнопка пациента (1 шт.).
14. Жгут фиксирующий:
 - L= 40 см (2 шт.);
 - L= 60 см (1 шт.);
 - L= 80 см (1 шт.).
15. Кабель сетевой (1 шт.).
16. Эксплуатационная документация. Паспорт (1 шт.).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0085023